



HUMAN CARE

Your Life. Your Way.



Self Help Pole LTC / Lyftbåge LTC

SHP600

User Manual / Användarmanual



Content

ENGLISH

User Manual	3
Compliances and Standards	4
Technical Specifications	5
Responsibility of users	5
Safety Advice	6
Intended Use	7
Assembly/Disassembly Instructions	8
Operation Instructions	11
Maintenance and service	11
Recycling	12

Innehåll

SVENSKA

Bruksanvisning	13
Överensstämmelse och standard	14
Tekniska specifikationer	15
Ansvar	15
Säkerhetsanvisningar	16
Avsedd användning	17
Kompatibla Floorline sängar och tillbehör	17
Monterings- och demonteringsanvisningar	18
Användning	21
Underhåll och service	22
Avfallshantering och återvinning	22

User Manual



Important!

You must read the user manual for the bed as well as the user manual for the accessory prior to usage. Keep this booklet and information handy for future use.

Symbols



WARNING symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury to the user or damage to property and/or the device itself.



INFORMATION symbol indicates recommendations and information for proper, trouble-free usage.



WEIGHT CAPACITY symbol indicates maximum user weight for the product. Do not exceed this weight in any circumstance.



CE MARKING symbol indicates product meets requirements of EU Directive 93/42/EEC (MDD) and/or EU Regulation 2017/745 (MDR).



MEDICAL DEVICE symbol indicates that the product is a medical device according to the definition of medical device in EU Directive 93/42/EEC (MDD) and/or EU Regulation 2017/745 (MDR).



RECYCLE according to local regulations.



READ INSTRUCTIONS and ensure you fully understand them before using this product.



Product modification is not permitted.
Before use, always check that the product is not damaged or worn.

Human Care's products are continuously being developed and updated to provide our customers with the highest quality. We reserve the right to make design changes without prior notice.

Always make sure that you have the most recent version of the manual which is available for downloading from our website at www.humancaregroup.com.

Contact your local distributor if you have any questions about the product and its use.

Notice to user/patient in case of serious incident

Any serious incident that has occurred in relation to the product, should be reported to the local contact, who reports to the manufacturer, and the competent authority of the country in which the user/patient is established.

Compliances and Standards

Human Care is an ISO 13485:2016 certified Swedish medical device company. The Quality Management System is in compliance with US 21 CFR part 820.

The product is CE marked in accordance with EU Directive 93/42/EEC (MDD) and/or EU

This User Manual informs you, as the operator, and your users, about the product features, assembly and operating functions necessary to ensure ease of operation, and safe handling of this product in its normal and expected environment.

You should therefore also regard this User Manual, as a practical reference book, to be kept near the product and readily available at all times, for anyone involved in its use or operation.

Regulation 2017/745 (MDR), as class I medical device.

The CE mark is on the product.

This bed complies with all requirements of the IEC/ISO International Standards: IEC 60601-2-52:2009

Is a warning triangle used for situations which require extra care and attention.

CAUTION!

Do not assemble or operate the bed accessory, before reading this manual, as personal injury or damage to product may occur!

Please contact Human Care in the event of any uncertainties or questions.



Product lifetime

The product's expected lifetime is ten (10) years, if the product is used as intended and maintained according to the manufacturer's instructions, depending on the intensity of use and maximum load applied during use. If the product label is no longer legible, the product should be discarded.

Technical Specifications

Specifications (cm / inch - kg / lbs)	
Self Help Pole Height*	170 cm / 66.9"
Handle Height Min - Max*	103 cm - 146 cm / 40.5" - 57.5"
Side-to-side turn angle	90° (within the bed frame)
Max user weight	75kg / 165 lbs

*Distance from bed platform without mattress

Responsibility of users

Instructions for the operator:

Please pay attention to your obligations, as the operator, in order to ensure the permanently safe operation of this medical product, minimising risks to the patient, user and/or third parties.

Any piece of technical equipment, electrical or otherwise, can prove hazardous, if not properly operated and maintained in accordance with its User Manual. It is recommended that you are informed of all operations and perform regular maintenance on equipment.

Definitions:

Operator

(e.g.: clinic, hospital, hospital management, nursing home), is every natural or legal person with property rights over the bed (including when subject to hiring, rental or lease arrangements).

Responsibility for the safe operation of this bed accessory lies with the operator.

User

(specialist medical staff, nurses, doctors, attendants and care staff) are persons who, on the basis of their training, experience or thorough instruction, are entitled to operate the bed on their own responsibility, or to carry

out work on it, or who have received instruction in the handling of this bed. Furthermore, they are able to recognize and avoid possible hazards as well as assess the clinical condition of the patients.

Patient, Resident or Guest

In this manual, a patient is described as any person being ill, infirm, disabled, in need of care, or otherwise occupying this bed.

Each time the bed accessory is allocated, it is recommended that the patient is instructed in all the functions that are important for him/her, by the operator or user.

Safety Advice

Safety Symbol

In this manual the adjacent safety warning symbol is shown as:



This safety symbol does not replace all the written safety advice. You are instructed to read the safety advice and follow it precisely.

Safety for the operator

With the aid of this manual, which must be handed over together with the product, you must ensure that every user is instructed in the safe operation of the product before it is put into service for the first time.

Draw every user's attention to the possible hazards that can arise if the product is not used properly.

Pay attention to your obligations in order to ensure the permanently safe operation of this product to minimise all risks to the patient, user and/or third parties.

Regular preventative maintenance is the Operator's responsibility.

Only allow this product to be used by persons who have been instructed in its safe operation.

Make sure that stand-in or temporary staff are sufficiently well instructed in the safe operation of the product.

Safety advice for the user

Make sure that the operator instructs you in the safe operation of this product.

Each time, before using the product, check that it is in perfect working order.

Make sure that there are no obstacles (eg: bedside lockers, chairs, hoists, wall mounted fixtures, or equipment etc.) which could impede any adjusting or movement of the bed.

Intended Use

The Self Help Pole is intended to facilitate the patient moving within the confines of the bed, such as repositioning.

It is not to be used for any other purpose such as getting in or out of bed.

Accessory intended for the following Floorline Beds

This accessory should only be used with Floorline models from Human Care with the following article numbers.



It is important that only Human Care accessories are fitted to Human Care beds, as any incompatible accessories can create hazards.

Product Name	Article Number
Floorline LTC EU	90600
Floorline LTC EU wooden panel	90601
Floorline LTC UK	90602
Floorline LTC UK wooden panel	90603
Floorline LTC US class 1	90606
Floorline LTC US class 1 wooden panel	90607
Floorline LTC AU	90608
Floorline LTC AU wooden panel	90609


Self Help Pole

Assembly/Disassembly Instructions

Self Help Pole LTC - SHP600

Content:

Number	Description	Qty.
1	Self Help Pole	1
2	Lower Bracket	1
3	Top Bracket	1
4	Handle Band	1
5	Handle	1



Assembly:

1. Demount the two screws on top of the headboard by using an Allen key 3 mm, keep the screws.

2. Mount the top bracket (3) on the top of the headboard by using the same screws. Use the same screws to attach the bracket to the headboard.



4. Demount the two screws on the middle part of the headboard by using an Allen key 5 mm, keep the screws. Mount the lower bracket (2) on the headboard by using the same screws. See the picture to attach the lower bracket in the correct position.



6. Mount the Self help pole (1) into the top and lower brackets.



Self Help Pole


7. Pull the Handle Band (5) through the small hole in the Handle (2).




8. Pull the Handle Band through the pre-sewn loop on the band.



9. Pull the Handle Band through the inner hole of the black buckle.



10. Pull the Handle Band through the outer hole of the black buckle.



11. Pull the Handle Band down tight.

12. Hang Handle in between the stops on the Self Help Pole.



Operation Instructions

1. Set the handle height by adjusting the handle band's tightness.
2. The patient grabs the handle by one or two hands.
3. The patient pulls themselves in the desired direction to move within the confines of the bed. (Not to get in or out of the bed).
4. The Self Help Pole can be used together with other accessories for repositioning, by the guide of the caregiver.

Self Help Pole

Maintenance and service

Inspection, care and maintenance check list

User inspections of this accessory should be carried out together with the Floorline bed every 6 months.

Check: See bed description, accessories and all functions	<ul style="list-style-type: none">• Check for Damage/Cleanliness• Confirm Secure• Perform Adjustment/Cleaning	OK	Faults: Action Cleaning Parts to Order
VISUAL CHECK of the Components			
Nuts/Bolts, Screws/Pins, Hinges/ Mounts/Bushes-component fixing points	Wear/Damage, Tighten & Secure Clean & Free		
Painted steel components	Intact, Clean & Securely Fitted		
PERFORMANCE CHECK			
Accessories	Confirm Full Operation		
Inspector's Name:	Inspector's Signature:		
Inspection result:	Date:		

If any problem persists, please call the customer service in your country.

Recycling

The product is built mostly from steel, or stainless steel. The surfaces have been finished with an electro-coated powdercoating.

Incorrect disposal of this equipment and its component parts may produce substances that are hazardous to the environment. Dispose of in accordance with all applicable national and local regulations.

Bruksanvisning



Viktigt!

Du måste läsa bruksanvisningen för din enhet innan du använder den. Håll denna broschyr och information till hands för framtida användning.

Symbols



VARNING symbolen indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till allvarlig personskada eller skada på egendom och / eller själva enheten.



INFORMATION symbolen anger rekommendationer och information för korrekt och problemfri användning.



VIKTKAPACITET symbolen indikerar maximal användarvikt för produkten. Överskrid inte denna vikt under några omständigheter.



CE MARKING symbolen indikerar att produkten uppfyller kraven i EUs direktiv 93/42/EEC och/eller EUs förordning 2017/745.



MEDICAL DEVICE symbolen indikerar att produkten är medicinsk utrustning enligt definitionen av medicinsk utrustning i EUs direktiv 93/42/EEC (MDD) och / eller EU-förordningen 2017/745 (MDR).



ÅTERVINNING enligt lokala föreskrifter.



LÄS INSTRUKTIONER och se till att du förstår dem innan du använder den här produkten.



Anpassningar av produkten är inte tillåtet. Kontrollera alltid att produkten inte är skadad eller sliten innan den används.

Human Cares produkter utvecklas och uppdateras kontinuerligt för att våra kunder ska få bästa kvalitet. Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar av produkten utan att informera om detta i förväg.

Säkerställ att du alltid har den senaste versionen av bruksanvisningen, vilken finns tillgänglig för

nedladdning på vår hemsida, www.humancaregroup.com.

Kontakta din återförsäljare om du har frågor rörande produkten eller hur den ska användas.

Meddelande till användare / patient vid allvarlig händelse

Alla allvarliga incidenter som inträffar vid användande av produkten, ska rapporteras till den lokala kontakten, som rapporterar till tillverkaren, och den behöriga myndigheten i det land där användaren/patienten är bosatt.

Överensstämmelse och standard

Human Care är ett svenskt medicintekniskt företag certifierat enligt ISO 13485:2016. Företagets kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i US 21 CFR Part 820.

Produkten är CE-märkt i enlighet med EU-direktiv 93/42/EEG (MDD) och/eller EU-

förordning (EU) 2017/745 (MDR) och klassificeras som en medicinteknisk produkt i klass I.

CE-märkningen finns applicerad på produkten. Denna produkt uppfyller samtliga tillämpliga krav i följande internationella standard:

Denna bruksanvisning är avsedd att informera vårdgivaren och brukaren om produktens egenskaper, montering och användning som krävs för att säkerställa korrekt funktion, säker hantering och användning i avsedd miljö.

Bruksanvisningen ska betraktas som ett referensdokument och ska förvaras i närheten av produkten samt vara lätt tillgänglig för all personal som använder eller hanterar produkten.

En varningstriangel används i denna manual för att uppmärksamma situationer som kräver särskild försiktighet.

WARNING!

Denna bruksanvisning är avsedd att informera vårdgivaren och brukaren om produktens egenskaper, montering och användning som krävs för att säkerställa korrekt funktion, säker hantering och användning i avsedd miljö.

Bruksanvisningen ska betraktas som ett referensdokument och ska förvaras i närheten av produkten samt vara lätt tillgänglig för all personal som använder eller hanterar produkten.

En varningstriangel används i denna manual för att uppmärksamma situationer som kräver särskild försiktighet.



Produktens livslängd

Produktens förväntade livslängd är tio (10) år, förutsatt att produkten används i enlighet med sitt avsedda ändamål och underhålls enligt tillverkarens instruktioner. Livslängden påverkas av användningsintensitet och den belastning som appliceras under användning.

Om produktmärkningen inte längre är läsbar ska produkten tas ur bruk och kasseras.

Tekniska specifikationer

Specifikationer (cm / inch - kg / lbs)	
Lyftbåge Höjd*	170 cm / 66.9"
Handtagshöjd Min - Max*	103 cm - 146 cm / 40.5" - 57.5"
Vridområde	90° (innanför sängramen)
Max brukarvikt	75kg / 165 lbs

*Distans från sängplattform utan madrass

Ansvar

Vårdgivarens ansvar:

Vårdgivaren ska säkerställa att denna medicintekniska produkt används på ett säkert sätt och att risker för brukare, användare och tredje part minimeras.

All teknisk utrustning kan innebära risker om den inte används och underhålls i enlighet med bruksanvisningen. Vårdgivaren ansvarar för att användare har tillräcklig kunskap om produktens funktion och att regelbundet förebyggande underhåll utförs.

Definitioner:

Vårdgivare (t.ex. klinik, sjukhus, vårdinrättning eller vårdhem) är varje fysisk eller juridisk person som äger eller ansvarar för produkten, inklusive vid hyra, leasing eller uthyrning.

Vårdgivaren ansvarar för säker användning av detta sängtillbehör.

Användare

Användare (vårdpersonal såsom sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och omsorgspersonal) är personer som genom utbildning, erfarenhet eller instruktion har behörighet att använda produkten och som kan identifiera och förebygga risker samt bedöma brukarens tillstånd.

Brukare

I denna manual avses med brukare varje person som vårdas, är funktionsnedsatt, i behov av omsorg eller på annat sätt använder sängen.

Vid varje ny tilldelning av sängtillbehöret ska brukaren, när så är lämpligt, informeras om relevanta funktioner av vårdgivaren eller användare.

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetssymbol

I denna manual används följande säkerhetssymbol:



Symbolen ersätter inte skriftliga säkerhetsanvisningar. Samtliga säkerhetsanvisningar ska läsas och följas noggrant.

Säkerhet för vårdgivaren

Vårdgivaren ska säkerställa att alla användare instrueras i säker användning av produkten innan den tas i bruk.

Alla användare ska informeras om potentiella risker vid felaktig användning.

Regelbundet förebyggande underhåll är vårdgivarens ansvar.

Produkten får endast användas av personer som har fått korrekt instruktion.

Tillfällig eller ny personal ska erhålla motsvarande utbildning innan användning.

Säkerhetsanvisningar för användaren

Säkerställ att du har fått tillräcklig instruktion i produktens användning.

Kontrollera före varje användning att produkten är i gott skick och fungerar korrekt.

Se till att inga hinder (t.ex. sängbord, stolar, lyftutrustning eller väggmonterade föremål) kan påverka grindarnas rörelse eller justering.

Avsedd användning

Lyftbågen är avsedd att underlätta förflyttning av brukaren inom sängens begränsade område, såsom vid ompositionering.

Den får inte användas för andra ändamål, såsom att ta sig i eller ur sängen.

Tillbehör som är kompatibla med Floorline-sängar

Detta tillbehör är endast avsett att användas tillsammans med följande Floorline-modeller från Human Care.



Endast originaltillbehör från Human Care får användas. Användning av inkompatibla tillbehör kan medföra allvarliga säkerhetsrisker.


Produktnamn	Artikel Nummer
Floorline LTC EU	90600
Floorline LTC EU wooden panel	90601
Floorline LTC UK	90602
Floorline LTC UK wooden panel	90603
Floorline LTC US class 1	90606
Floorline LTC US class 1 wooden panel	90607
Floorline LTC AU	90608
Floorline LTC AU wooden panel	90609

Montering och demonteringsanvisningar

Lyftbåge för LTC säng - SHP600

Leveransomfattning :

Number	Description	Qty.
1	Lyftbåge	1
2	Lägre fäste	1
3	Övrefäste	1
4	Handtagsband	1
5	Handtag	1



Montering:

1. Skruva ut de två skruvarna på toppen av huvudgaveln med en 3 mm insexnyckel.
2. Montera det övre fästet (3) på toppen av huvudgaveln med samma skruvar.
3. Skruva ut de två skruvarna på mitten av huvudgaveln med en 5 mm insexnyckel.
4. Montera det undre fästet (2) på mitten av huvudgaveln med samma skruvar. Se bilden för att positionera fästet korrekt.
5. Montera lyftbågen genom det övre fästet och in i det undre fästet.





Lyftbåge

6. Drag handtagsbandet (5) genom det lilla hålet i handtaget (2).



7. Drag handtagsbandet genom den försydda öglan på bandet.



8. Drag handtagsbandet genom det inre hålet på det svarta spännet.

9. Drag handtagsbandet genom det yttre hålet på det svarta spännet.

10. Drag handtagsbandet nedåt för att spänna det.



11. Häng handtaget mellan stoppen på däverten.

Användning

1. Justera handtagets höjd med hjälp av handtagsbandet.
2. Patienten tar tag i handtaget med en eller två händer.
3. Patienten drar sig i önskad riktning för att förflytta sig inom sängens gränser (inte för att ta sig i eller ur sängen).
4. Lyftbågen kan användas tillsammans med andra tillbehör för repositionering med medhjälp av vårdpersonal.

Underhåll och service

Inspektion och underhåll - checklista

Inspektion ska utföras minst var 6:e månad i samband med inspektion av Floorline-sängen.

Check: Se sängbeskrivning, tillbehör och alla funktioner	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera skador/renlighet• Bekräfta saker• Utför justering/rengöring	OK	Fel: Åtgärd Rengöring Delar att beställa
VISUELL KONTROLL av komponenterna			
Muttrar/bultar, skruva r/stift, gångjärn/fasten/bussningar - fastpunkter för komponenter	Slitage/skada, Dra åt och säkra		
Målade stålkomponenter	Intakt, ren och säkert passande		
Etiketter: Serienummer, service, användar-/servicemanualer	På plats och läsbar		
PRESTANDAKONTROLL			
Tillbehör	Bekräfta full drigt		
Inspektörens namn:	Inspektörens signatur:		
Inspektionsresultat:	Datum:		

Om fel kvarstår ska kundservice i aktuellt land kontaktas.

Återvinning

Produkten är huvudsakligen tillverkad av stål eller rostfritt stål med pulverlackerad yta.

Felaktig avfallshantering kan orsaka miljöpåverkan. Produkten ska kasseras i enlighet med gällande nationella och lokala föreskrifter.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B

117 43 Stockholm

Phone: +46 8 665 35 00

Fax: +46 8 665 35 10

Email: info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road

Ottawa, ON K2E 7K1

Phone: +1 613 723 6734

Fax: +1 613 723 1058

Email: info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K

Austin, TX 78754 USA

Phone: +1 512 476 7199

Fax: +1 512 476 7190

Email: info.us@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124

8076 PA Vierhouten

Phone: +31 577 412 171

Fax: +31 577 412 170

Email: info.nl@humancaregroup.com

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.