



HUMAN CARE

Your Life. Your Way.



Assembly instruction/Monteringsanvisning/Montage-instructies

Oxygen tube holder/Syrgastubhållare/ Zuurstofhouder
Art nr: 10609



Monteringsanvisning

Syrgastubhållare 10609

För rollator modell: Carl-Oskar och Rebel inklusive RA och TW rollatore.

Benämning	Art nr.	Antal
Syrgastubhållare	10609	1



Omonterad Syrgastubhållare



Monterad Syrgastubhållare

Montering:

Syrgashållare levereras komplett med två förmonterade spännband.

Steg 1.

Se till att syrgastubhållaren är vänd med den öppna delen mot rollatorn. Plattans två vred skall vara riktade framåt. Se bild.

Steg 2.

Placera syrgastubhållaren centrerat på den nedre grinden genom att först haka fast den bakre delen av plattan mot den bakre delen av undergrinden.

Steg 3.

Haka sedan fast den främre delen av plattan genom att vrida de undre klamrarna i rätt position, framåt. Lätta på vreden vid behov under monteringen.

Steg 4.

Dra nu åt vreden tills plattan är säkrad.

Steg 5.

Placera syrgastuben i syrgastubshållaren, innanför banden.

Steg 6.

Känn efter att syrgashållaren sitter på plats. Dra sedan åt banden så att tuben är säkrad.



Assembly instruction

Oxygen tube holder 10609

For rollator models: Carl-Oskar and Rebel including RA and TW rollators.

Product name	Art nr.	Amount
Oxygen tube holder	10609	1



Unassembled oxygen tube holder



Assembled oxygen tube holder

Assembly:

The oxygen holder is supplied complete with two pre-assembled tension straps.

Step 1.

Make sure that the oxygen tube holder's open part is facing the rollator. The two screw knobs on the plate should be facing forward. See picture.

Step 2.

Place the oxygen tube holder centered on the lower gate by first hooking the rear part of the plate against the rear part of the lower gate.

Step 3.

Then hook the front part of the plate by turning the lower clamps into the correct position, forward. Loosen the screw knobs if necessary during assembly.

Step 4.

Now tighten the screw knobs until the plate is secured.

Step 5.

Place the oxygen tube in the oxygen tube holder, inside the straps.

Step 6.

Feel that the oxygen holder is in place. Then tighten the straps so that the tube is secured.



Montage-instructie

Zuurstofhouder 10609

Voor rollatormodellen: Carl-Oskar en Rebel, inclusief RA- en TW-rollators.

Produkt naam	Art nr.	Aantal
Zuurstofhouder	10609	1



Niet-gemonteerde houder voor zuurstofslang



Gemonteerde houder voor zuurstofslang

Montage:

De zuurstofslanghouder wordt compleet geleverd met twee voormonteerde spanbanden.

Stap 1.

Zorg ervoor dat de open kant van de zuurstofslanghouder naar de rollator is gericht. De twee schroefknoppen op de plaat moeten naar voren wijzen. Zie afbeelding.

Stap 2.

Plaats de zuurstofslanghouder gecentreerd op de onderste poort door eerst het achterste deel van de plaat tegen het achterste deel van de onderste poort te haken.

Stap 3.

Haak vervolgens het voorste deel van de plaat vast door de onderste klemmen in de juiste positie, naar voren, te draaien. Draai de schroefknoppen indien nodig los tijdens de montage.

Stap 4.

Draai nu de schroefknoppen vast totdat de plaat stevig vastzit.

Stap 5.

Plaats de zuurstofslang in de zuurstofslanghouder, binnen de spanbanden.

Stap 6.

Controleer of de zuurstofslanghouder goed vastzit. Span vervolgens de spanbanden aan zodat de slang goed vastzit.



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B

117 60 Stockholm

Phone: +46 8 665 35 00

Fax: +46 8 665 35 10

Email: info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road

Ottawa, ON K2E 7K1

Phone: +1 613 723 6734

Fax: +1 613 723 1058

Email: info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Street, Suite K

Austin, TX 78754 USA

Phone: +1 512 476 7199

Fax: +1 512 476 7190

Email: info.us@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124

8076 PA Vierhouten

Phone: +31 577 412 171

Fax: +31 577 412 170

Email: info.nl@humancaregroup.com

www.humancaregroup.com

