



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.

TILBANDENPOSTER

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Human Care biedt een breed scala aan anatomisch ontworpen tilbanden ontwikkeld met de veiligheid en het comfort van de cliënt in gedachten. Ons portfolio omvat verschillende modellen tilbanden die worden aangeboden in verschillende maten en stoffen om aan een groot aantal toepassingen en behoeften te voldoen. Om het gemakkelijker te maken zijn ze verdeeld in E-clip tilbanden en lussen tilbanden.

UNIVERSELE VEILIGHEIDSCLIIP

Onze unieke en gepatendeerde E-clip is gemakkelijk te bevestigen en is geschikt voor iedere tillift die is uitgerust met een tiljuk met paddenstoeltjes

BESCHIKBARE MATERIALEN

- POLYESTER
- POLYESTER NET
- NETSTOF
- COOL-NET
- SUPERFINE PLUS

MAATTABEL

- JUNIOR SMALL
- JUNIOR MEDIUM
- SMALL
- MEDIUM
- LARGE
- EXTRA LARGE
- EXTRA EXTRA LARGE
- EXTRA EXTRA EXTRA LARGE

AANPASSINGS MOGELIJKHEDEN

- AANBRENGEN DUBBELE CLIPS
- BORST/BUIKFIXATIEBAND
- BEENBANDJE
- ONDERSTEUNINGSZITJE
- POLSTEREN AANHECHTINGSPUNT
- POLSTEREN BEENSLIPS
- EXTRA LUSSEN OP DE CLIPS
- EXTRA LUSSEN ACHTER DE CLIPS
- AANPASSEN LENGTE BEENSLIPS
- EXTRA COUPENADEN
- HOOFDSTEUNBANDJES
- FIXATIEVESTJE

LOPEN



STAAN



ZITTEN

KORTE TRANSFER



ZITTEN

VERBLIJFSBAND



LIGGEN



CLIPS

TILBAND MODEL TILVEST

Een Tilvest wordt altijd op maat gemaakt. De maatvoering hangt af van de rompmvang en of de cliënt een vrouw of man is.

RUGSTEUNBAND (SCHUIM)

Met schuimvulling, anti-slip, dubbele veiligheidsclips en buikfixatie.

BACK BELT E-CLIP

Met hulp van de instelbare buikfixatie kan de druk op oksels en schouders verlicht worden. Het ruggedeelte is verstevigd en het gedeelte onder de oksels is gepolsterd.

TILBAND MODEL CORSETBAND

Met hulp van de instelbare buikfixatie kan de druk op oksels en schouders verlicht worden. Het ruggedeelte heeft baleinen voor de stevigheid en het gedeelte onder de oksels is gepolsterd.

TILBAND MODEL NET

Vierpunts tilband, materiaal nylon net, voorzien van hoofdsteen met uitneembare baleinen, gepolsterde beenslips en veiligheidsclips.

FULL BODY SLING E-CLIP NET

Vierpunts tilband, materiaal polyester net, voorzien van een vaste hoofdsteen met geïntegreerde polstering, gepolsterde beenslips en veiligheidsclips.

TILBAND MODEL PARA

Vierpunts tilband, materiaal nylon net en Parasilk, voorzien van een vaste hoofdsteen met uitneembare baleinen, gepolsterde beenslips en veiligheidsclips.

TILBAND MODEL UNIVERSEEL

Vierpunts tilband, materiaal nylon net, voorzien van gepolsterde beenslips met lussenbevestiging.

TOILETBAND MET HOOFDSTEUN

Vierpunts tilband, materiaal nylon, voorzien van hoofdsteen met baleinen, buikfixatie, gepolsterde beenslips en veiligheidsclips.

TOILETBAND ZONDER HOOFDSTEUN

Vierpunts tilband met extra verstevigde en gepolsterde beenslips, veiligheidsclips.

TILBAND MODEL SUPERFINE PLUS

Vierpunts tilband, materiaal Superfine Plus, voorzien van hoofdsteen met baleinen, gepolsterde beenslips en veiligheidsclips.

TILBAND MODEL COOL-NET

Vierpunts tilband, materiaal Superfine/Cool-Net, voorzien van hoofdsteen met baleinen, gepolsterde beenslips en veiligheidsclips.

FULL BODY SLING E-CLIP SOFT

Vierpunts tilband, materiaal Soft Air Mesh, voorzien van een geïntegreerde hoofdsteen, gepolsterde beenslips en veiligheidsclips.

TILBAND MODEL COLUMBUS

Vierpunts tilband, materiaal Superfine Plus, voorzien van hoofdsteen met baleinen en veiligheidsclips. Uitgevoerd in een ovale vorm, zonder beenslips. Uitgevoerd zonder naden bij het zitvlak en de rug, voor optimaal comfort.

COLUMBUS TILBAND E-CLIP SOFT

Vierpunts tilband, materiaal Soft Air Mesh, voorzien van een geïntegreerde hoofdsteen en veiligheidsclips. Uitgevoerd in een ovale vorm met hele korte beenslips vanwege het aanwezige ondersteuningszitje.

AL DEZE TILBANDEN ZIJN VERKRIJGBAAR MET LUSSEN

POSITIONING SLING

Vierpunts tilband, geschikt voor het eenvoudig en veilig positioneren of draaien van een cliënt in bed met een draagvermogen van 318 kg.

POSITIONING SLING VENTILATED

Vierpunts tilband, ventilerend materiaal dat zorgt voor luchtcirculatie, geschikt voor het eenvoudig en veilig positioneren of draaien van een cliënt in bed met een draagvermogen van 454 kg.

DEZE TILBANDEN ZIJN IN OVERLEG VERKRIJGBAAR MET CLIPS

LUSSEN

ACTIVITY TILBAND

Tweepunts tilvest voor kinderen of klein volwassenen, geschikt als ondersteuning bij het staan, lopen of van de grond tillen. Materiaal polyester net, voorzien van een hoofdsteen en elastische bandjes aan de zijkant voor maximale flexibiliteit.

MULTI TILBAND

Tweepunts tilvest, materiaal Soft Air Mesh, voorzien van veiligheidsclips.

BACK BELT

Tweepunts tilband, materiaal Polyester, geschikt voor actieve transfer, voorzien van een verhoogde rugsteun voor extra comfort.

SIT SLING - PASSIEVE TILBAND

Vierpunts tilband, materiaal Polyester, voorzien van verstevigde rug en beenslips.

BASIC SLING - BASIS POLYESTER TILBAND

Vierpunts tilband, materiaal Polyester, Net of Soft Air Mesh. Uitgevoerd in een ovale vorm, zonder beenslips. Uitgevoerd zonder naden bij het zitvlak en de rug, voor optimaal comfort.

FULL BODY TILBAND

Vierpunts tilband, materiaal Polyester voorzien van een geïntegreerde hoofdsteen en gepolsterde beenslips.

FULL BODY TILBAND NET

Vierpunt stilband, materiaal Polyester Net, voorzien van een geïntegreerde hoofdsteen en gepolsterde beenslips.

BATH SLING - DOUCHE TILBAND

Vierpunt stilband, materiaal Polyester Net, voorzien van een verstevigde rug en gepolsterde beenslips.

TOILET TILBAND

Vierpunts tilband, materiaal Polyester, voorzien van een verstevigde rug, gepolsterde beenslips en okselklossen.

TOILET TILBAND NET

Vierpunts tilband, materiaal Net, voorzien van een verstevigde rug, gepolsterde beenslips en okselklossen.

TOILET TILBAND HIGH

Vierpunts tilband, materiaal Polyester Net, voorzien van een verstevigde rug, gepolsterde hoofdsteen, beenslips en okselklossen voor extra comfort.

COMFORT TILBAND

Vierpunts tilband, materiaal Soft Air Mesh, model op schouderhoogte, zonder beenslips die het gewicht gelijkmatig verdeeld om de druk te verminderen.

COMFORT TILBAND HIGH

Vierpunts tilband, materiaal Soft Air Mesh, voorzien van hoofdsteen, zonder beenslips.

AMPUTATIE TILBAND

Vierpunts tilband, geschikt voor een korte transfer, materiaal Polyester, voorzien van een verstevigde rug en gepolsterde beenslips die over elkaar heen gevouwen kunnen worden. Geschikt voor personen met een beenamputatie of heupproblemen.

AMPUTATIE TILBAND NET

Vierpunts tilband, geschikt voor verblijf en om mee te douchen, materiaal Polyester Net, voorzien van een verstevigde rug en gepolsterde beenslips.

SILHOUETTE TILBAND

Vierpunts tilband, materiaal Soft Air Mesh of Net, geschikt voor transfers van en naar de rolstoel, zonder polstering waardoor de tilband zich vormt naar het lichaam voor een complete ondersteuning.

PASSING OF ADVIES?

0577-412171

INFO.NL@HUMANCAREGROUP.COM

WWW.HUMANCAREGROUP.NL



Your Life. Your Way.

in

f

