



kompakt
Höchstgewicht 160 kg
zusammenklappbar



Idealer Hebelifter – vielseitig einsetzbar

Diana II ist ein extrem stabiler, elektrisch bedienbarer Hebelifter mit einem kompakten, zusammenklappbaren Fahrgestell. Mit unserem umfangreichen Sortiment an Hebegurten können wir jegliche gewünschte Versorgung ermöglichen.



Diana II bietet der Pflegekraft bei Hebevorgängen aus dem Bett, von und zum (Roll-)Stuhl, von und zur Toilette und vom Boden optimale Unterstützung. Aufgrund der kompakten Maße eignet sich die Diana II ideal für den Einsatz in beengten Räumen, z. B. zu Hause, bei schmalen Türdurchgängen oder in Sanitäräumen. Dank der großen und hochwertigen Lenkrollen ist der Hebelifter leicht zu manövrieren.

Punkt-Hebebügel ist mit Schlaufenhaltern ausgestattet, an denen die Schlaufen unserer Hebegurte sicher befestigt werden können. Der manuelle Sitz- / Liegebügel ist mit Aufnahmehaken ausgestattet, so dass die E-Clips unserer Hebegurte sicher befestigt werden können. Mit dem manuellen Sitz- / Liegebügel kann der Patient/Pflegebedürftige in drei verschiedene Positionen gebracht werden: Liegen, Halbsitzen und Sitzen. Einzigartig an unseren Hebegurten ist die Befestigung mittels E-Clip.



Dank des Spreizfahrwerkes lässt sich der Hebelifter dicht vor einem Stuhl bzw. einer Toilette positionieren, um möglichst nahe am Patienten/Pflegebedürftigen zu sein und einen möglichst ergonomischen Transfer zu bieten. Der Anwender hat die Wahl zwischen einer mechanischen und einer elektrischen Fahrwerksspreizung.

Verschiedene Hebemöglichkeiten

Diana II wird mit einem Zwei-Punkt-Hebebügel oder einem manuellen Vier-Punkt-Sitz- / Liegebügel geliefert. Der Zwei-

Der universelle E-Clip ist eine bewährte Befestigung für den Hebegurt an einem Hebelifter, mit der das Fehlerrisiko deutlich verringert wird. Der Clip wird um den Befestigungsknauf des Hebebügels gelegt und schließt sich mit einem hörbaren „Klick“. Unsere Hebegurte bieten eine optimale Unterstützung für besonders zuverlässigen, bequemen und sicheren Transport.



Zubehör



Körperformgurt mit Kopfstütze

Bietet einen bequemen und sicheren Patiententransport. Befestigt durch sichere E-Clips oder Schlaufen.
Artikelnr. 25010C-Größe



Manueller Sitz- /Liegebügel

Manuell bedienbarer Bügel, ausgestattet mit einer Halterung für E-Clip-Gurte.
Artikelnr. 90558



2 Punkt Drehbügel

Hebebügel mit 2-Punkt-Befestigung für einen Hebegurt mit Schlaufen.
90567 (Breite: 35 cm)
90557 (Breite: 45 cm)
90568 (Breite: 60 cm)



Bügelpolsterung

Möglichkeit zur Abdeckung des Bügels, optional.
Artikelnr. 50866

Verwendung



Heben in das/aus dem Bett

Bietet dem Pflegepersonal Unterstützung beim Heben aus dem Bett und hilft beim Positionieren im Bett.



Zum und vom Stuhl

Geeignet für den Transport zu einem Roll- bzw. Stuhl und zur besseren Positionierung.



Anheben vom Boden

Ermöglicht die Aufnahme des Patienten/Pflegebedürftigen vom Boden.



Toilettengang

Geeignet für den Transport zur und von der Toilette.

Merkmale



Lenkrollen

2 Lenkrollen mit Bremse (Ø 100 mm, hinten) und 2 doppelte Lenkrollen ohne Bremse (Ø 75 mm, vorne).



Handbedienung

Selbsterklärende Handsteuerung, einfach zu bedienen, ergonomisches Design.



Fußpedal

Fußpedal für manuelle Fahrwerkspreizung (MLA).



Schiebegriff

Großer Schiebegriff, der ein Schieben in ergonomischer Höhe ermöglicht.

Technische Daten

Spezifikationen	Diana II ELA, 90556 mit Drehbügel 2P	Diana II ELA, 90556 mit Kippbügel 4MSB
Länge Fahrgestell	1280 mm	1280 mm
Breite Fahrgestell	620 mm	620 mm
Höhe Mast	1360 mm	1360 mm
Mindestbreite Fahrgestell (innen - außen)	490 - 610 mm	490 - 610 mm
Höchstbreite Fahrgestell (innen - außen)	1000 - 1120 mm	1000 - 1120 mm
Hubbereich	720 - 1940 mm	720 - 1940 mm
Wendekreis	1400 mm	1400 mm
Höhe Fahrgestell	95 mm	95 mm
Durchmesser Rollen	100 mm (hinten) / 75 mm (vorne)	100 mm (hinten) / 75 mm (vorne)
Eigengewicht	45 kg	50 kg

Spezifikationen	Diana II ELA, 90556 mit Drehbügel 2P	Diana II ELA, 90556 mit Kippbügel 4MSB
Maximale Hubkraft	160 kg	160 kg
Drehung Hebebügel	360 Grad	360 Grad
Akku (inklusive Ladekabel)	Kapazität 2,9 Ah	Kapazität 2,9 Ah
Rahmenmaterial	pulverbeschichteter Stahl	pulverbeschichteter Stahl
Notbedienung	Ja	Ja
Funktionen Handbedienung	hoch/runter, Fahrwerkspreizung, Batteriestatus, Serviceanzeige	hoch/runter, Fahrwerkspreizung, Batteriestatus, Serviceanzeige
Zertifizierung	CE, ISO 10535	CE, ISO 10535



Wir bieten Bewegungsfreiheit und exzellente Pflegequalität.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE GERMANY

Industriestraße 13, Gebäude 1/9
63755 Alzenau
+49 (0) 6023 994 936 8
infode@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com