



ergonomisch
Höchstgewicht 230 kg
kompakt



Perfekt zum aktiven Transport

Unser seBastian II ist ein kompakter, elektrisch bedienbarer Aufstehlift mit einem hohen maximalen Benutzergewicht, sodass Personen bis 230 kg beim (Auf-)Stehen sicher unterstützt werden. Unser Hebegurt mit E-Clip bietet zusätzliche Unterstützung und größtmöglichen Komfort.



Multifunktional und langlebig

Dieser vollelektrische Hebelifter unterstützt das Pflegepersonal beim alltäglichen aktiven Heben wie Aufstehen, Positionieren in einem Stuhl, Toilettenbesuch und An-/Auskleiden, aber auch bei Rehabilitationsübungen.

Neben der hohen Tragfähigkeit von bis zu 230 kg zeichnet sich unser seBastian II durch den großen Hebebereich aus. Dieser Hebebereich sorgt in Kombination mit den höhenverstellbaren Unterschenkelstützen dafür, dass der Hebelifter für Patienten/ Pflegebedürftige mit sehr unterschiedlichen Körpergrößen geeignet ist.

Stuhl oder eine Toilette positionieren. So ist man immer dicht am Patienten/ Pflegebedürftigen und kann einen ergonomischen Hebevorgang sicherstellen.

Optimale Unterstützung

Unser Hebegurt bietet eine optimale Unterstützung für besonders zuverlässigen, bequemen und sicheren Transport. Indem der gepolsterte Rückenbereich während des Aufrichtvorgangs eine angenehme Unterstützung im Rücken des Patienten/ Pflegebedürftigen schafft, wird eine natürliche Bewegung gefördert.

Der Hebegurt mit unserem einzigartigen E-Clip System bietet der Pflegekraft während des Transports zusätzliche Hilfe. Der universelle E-Clip ist eine bewährte Befestigung für den Hebegurt an einem Hebelifter, der das Risiko fehlerhafter Anwendung deutlich verringert.



Dieser äußerst kompakte Hebelifter ist dank seiner Größe und seiner hochwertigen Doppellenkrollen sehr beweglich und wendig.

Durch die elektrisch bedienbare, besonders breite Fahrwerkspreizung lässt sich der seBastian II problemlos nahe vor einen



Zubehör



Hebegurt mit E-Clip
Bietet Unterstützung für den Rücken für mehr Komfort und Sicherheit. Befestigt durch sichere E-Clips.
Artikelnr. 25130C-(X)



Akku
Zusätzlicher Akku, sodass der Hebelifter immer einsatzbereit ist.
Artikelnr. 04-N0101-0012



Externes Ladegerät
Ladegerät zum externen Aufladen des Akkus.
Artikelnr. 04-N0105-0018

Verwendung



Heben in das/aus dem Bett
Bietet dem Pflegepersonal Unterstützung beim Heben aus dem Bett und hilft beim Positionieren im Bett.



Zum und vom Stuhl
Geeignet für den Transport zu einem Roll- bzw. Stuhl und zur besseren Positionierung.



Toilettengang
Geeignet für den Transport zur und von der Toilette.

Merkmale



Lenkrollen
2 doppelte Lenkrollen mit Bremse (Ø 125 mm, hinten) und 2 doppelte Lenkrollen ohne Bremse (Ø 100 mm, vorne).



Handbedienung
Selbsterklärende Handsteuerung, einfach zu bedienen, ergonomisches Design.



Fußplatte
Rutschfeste, horizontale Fußplatte.



Höhenverstellbare Kniestütze
Höhenverstellbare, ergonomisch geformte Kniestütze mit variabler Winkelverstellung, die der Stehbewegung folgt und damit zusätzlichen Komfort bietet.

Technische Daten

Spezifikationen	seBastian II, 90554
Länge Fahrgestell	1080 mm
Breite Fahrgestell	658 mm
Breite Hebelifter (inklusive Handgriffe)	750 mm
Höhe Mast	1130 mm
Mindestbreite Fahrgestell (innen - außen)	510 - 660 mm
Höchstbreite Fahrgestell (innen - außen)	1010 - 1150 mm
Hubbereich	780 - 1740 mm
Wendekreis	1240 mm
Höhe Fahrgestell	115 mm

Spezifikationen	seBastian II, 90554
Durchmesser Rollen	125 mm (hinten, mit Bremse), 100 mm (vorne)
Eigengewicht	60 kg
Maximale Hubkraft	230 kg
Akku (inklusive Ladekabel)	Kapazität 2,9 Ah
Rahmenmaterial	pulverbeschichteter Stahl
Notausknopf	Ja
Notabsenkung	Ja
Funktionen Handsteuerung	hoch/runter, Spreizfahrwerk, Batterie-status, Serviceanzeige
Zertifizierung	CE, ISO 10535



Wir bieten Bewegungsfreiheit und exzellente Pflegequalität.

www.humancaregroup.com

