

Tonya II Kinderlift



Kindertillift

Maximaal
gewicht 120 kg

Roterend juk



Ideale tillift voor kinderen

De Tonya II is het ideale hulpmiddel bij transfers voor kinderen of zorgvragers met een klein postuur. Bij deze tillift is werkelijk aan alles gedacht: de perfecte steun en het beste comfort. Dit is mede mogelijk door het vierpunts elektrisch kinderkanteljuk.



Tonya II biedt ondersteuning aan kinderen of cliënten met een klein postuur tijdens het tillen vanaf het bed, in/uit een (rol)stoel, op/af het toilet en vanaf de vloer. Door zijn compacte maatvoering is de Tonya II ideaal voor gebruik in situaties met een beperkte ruimte, zoals thuis, bij smalle deurposten of in sanitaire ruimtes. Deze eigenschap is ook prettig bij instellingen waar vaak vele hulpmiddelen op de vloer aanwezig zijn.

Tonya II wordt geleverd met een elektrisch kinderkanteljuk. Het kanteljuk is voorzien van paddenstoelbevestigingen waaraan de E-clips van onze tilbanden veilig bevestigd kunnen worden. Het kanteljuk is in iedere hoek tussen lig en zit traploos in te stellen. Deze heeft een rotatiepunt zodat de cliënt eenvoudig en veilig 360 graden gedraaid kan worden. Hierdoor wordt het gebruikersgemak enorm vergroot.



De grote en kwalitatief duurzame zwenkwielen maken de tillift gemakkelijk te manoeuvreren. De pootspreiding maakt het mogelijk de tillift om een stoel/toilet te plaatsen om zo dicht mogelijk bij een cliënt te komen zodat de transfer ergonomischer verloopt. De pootspreiding is voorzien van een volledig geïntegreerde elektrische bediening.

Onze universele E-clip is een unieke gepatenteerde bevestiging voor de tilband aan een tillift, waardoor de kans op fouten aanzienlijk wordt verkleind. De clip wordt om de paddenstoelbevestiging van het tiljuk gelegd en sluit zich met een duidelijke 'klik'. Onze tilbanden bieden optimale ondersteuning voor extra betrouwbare, comfortabele en veilige transfers.

De Tonya II Kindertillift voldoet aan de **Medical Device Regulation (MDR)** - Verordening 2017/745



Mobility Aids



Healthcare Beds



Lifting Solutions



Hygiene



Convertible Chairs

Accessoires



Full Body Sling E-clip Soft
Biedt volledige ondersteuning, waardoor comfortabel en veiligheid voor iedere gebruiker en situatie, bevestiging middels veilige E-clip. **Artikelnummer 25010C-X (25005C-X in Net) 25011C-X (In-Situ E-Clip)**



Accu Linak
Wisselaccu met lange levensduur. **Artikelnummer BAJ1 (24 V DC, 1 x 2,9Ah)**

Gebruik



Tilten in/uit een bed
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf het bed en helpt bij het positioneren in bed.



Van en naar de stoel
Geschikt voor het transfereren van en naar een (rol) stoel en het positioneren van de cliënt op een stoel naar keuze.



Tilten vanaf de vloer
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf de vloer.



Toiletbezoek
Geschikt voor het transfereren van en naar het toilet.

Kenmerken



Zwenkwielen
2 beremde zwenkwielen (Ø 100 mm, achter) en 2 dubbele, ongeremde zwenkwielen (Ø 75mm, voor).



Handbediening
Vanzelfsprekende handbediening, gemakkelijk in gebruik, ergonomisch ontwerp met duurzaam spiraalsnoer.



Vergrendeling
Vergrendeling voor rotatie van het elektrisch bedienbare kantelstuk voor extra veiligheid.



Duwbeugel
Grote duwbeugel, die vasthouden op een ergonomische hoogte mogelijk maakt, loopvormig zodat kleding of tilbanden niet ongewenst blijven haken.

Technische specificaties

Specificaties	Tonya II, 90553
Lengte onderstel	1280 mm
Breedte onderstel	620 mm
Hoogte mast	1360 mm
Minimale breedte onderstel (intern - extern)	490 - 610 mm
Maximale breedte onderstel (intern - extern)	1000 - 1120 mm
Tilbereik	720 - 1940 mm
Draaicirkel	1400 mm
Hoogte onderstel	95 mm
Diameter wiel	100 mm (achter) / 75 mm (voor)
Eigen gewicht	45 kg

Specificaties	Tonya II, 90553
Maximale tilcapaciteit	120 kg
Rotatie tiljuk	360 graden
Oplaadbare batterij (incl. laadsnoer)	Capaciteit 2,9 Ah
Materiaal frame	Poedergecoat staal
Noodbediening	Ja
Handbediening functies	Hoog/laag, pootspreiding, kantelen, batterij status, service indicator
Certificering	CE, ISO 10535

” We improve freedom of movement and quality of care for people.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE GERMANY
Industriestraße 13, Gebäude 1/9
63755 Alzenau
+49 (0) 6023 994 936 8
infode@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com